

お手入れの前に

- 体内植込み・生命維持用・装着型のいずれかの医用電気機器をご使用の方は使用をお控えください。
- 初めて使用する場合や長期間使用していなかった場合は、照射テストを必ず行ってください。
- 事前にお肌のシェービングをして、毛を剃った状態のお肌にご使用ください。
- お肌の色に合わせてレベルを調整しながらご使用ください。
- お手入れをする前に、肌についている制汗剤、香水、ボディクリーム、日焼け止め、そのほかの化粧品などをきれいに拭き取ってください。
- 常に肌の様子を見ながらご使用ください。

※使用中、肌にトラブルが出た場合は使用を中止して医師にご相談ください。
 ※詳細は取扱説明書をご覧ください。

照射レベルの設定 下記カラーチャート表で肌色と毛の太さを参考にレベルを選んでください。

肌色 毛の太さ	Lightest	Light	Medium-Light	Medium	Medium-Dark	Darkest
細い	BODY2/ FACE2/ VIO	BODY2/ FACE2/ VIO	BODY2/ FACE2/ VIO	BODY2/ FACE2/ VIO	BODY1/ FACE1/ VIO	×
普通	BODY2/ FACE2/ VIO	BODY2/ FACE2/ VIO	BODY2/ FACE2/ VIO	BODY1/ FACE1/ VIO	BODY1/ FACE1/ VIO	×
太い	BODY1/BODY2/ FACE1/FACE2/ VIO	BODY1/BODY2/ FACE1/FACE2/ VIO	BODY1/BODY2/ FACE1/FACE2/ VIO	BODY1/ FACE1/ VIO	BODY1/ FACE1/ VIO	×

注意：「x」は使えない肌色です。
数字は使用推奨レベルです。

注意：カラーチャートを確認して使用レベルをご確認ください。

注意：肌色に関係なく初回はFACEのレベルIから使用し徐々にレベルをあげるようにしてください。

注意：お手入れ回数や環境によって肌への反応が変わってくる可能性があります。

手動モード ※AUTOモードの操作方法は取扱説明書をご確認ください

※照射口から強い光が出ます。直接目で見ないでください。

- 1 | お手入れ箇所の毛を電気シェーバーなどで処理をします。
毛をきれいに剃らないと、照射したときに火傷や機械の故障につながります。
- 2 | 湿らせたコットンまたは綿棒で照射面の掃除をします。掃除はプラグを抜いた状態で行ってください。
- 3 | 本体にプレート差し込んだあと、ACコードをACアダプターに差し込みます。
プレートが差し込まれていない状態では電源はつきませんので、必ず差し込んでください。
プラグをコンセントに接続すると、リーディングライトが点滅します。
- 4 | 本体側面にある電源ボタンを2秒以上長押しして、電源をオンにします。
- 5 | 電源がオンになると、リーディングライト点滅がきえ、液晶画面の表示がされます。
ムダ毛ケアモードのデフォルト設定：BODYレベルI / 美肌モードのデフォルト設定：FACEレベルI
- 6 | 目を保護するために、照射の前にサングラスをかけてください。
- 7 | 照射面を垂直に照射したい肌に密着させるように当ててください。
肌に密着した状態になるとリーディングライトが点灯するので、点灯を確認してから照射ボタンを単押ししてください。
照射レベルを調整したい場合は本体側面の電源ボタンを単押しすることで照射レベルの調整ができます。
照射口から強い光が出るので、照射口を直視しないでください。
- 8 | お手入れが終わったら電源を付けたまま1分間放置した後、電源ボタンを長押しして電源をオフにしてください。
電源をオフにするとリーディングライトが点滅します。
ファンが完全に停止したことを確認して、コンセントからプラグを抜いてください。